

Mini-Cog[®]: Rastreo Cognitivo Rápido e Eficaz



FUNDAMENTOS E VANTAGENS TÉCNICAS

O que é o Mini-Cog[®]?

Ferramenta de rastreo de demência que combina memória de curto prazo e função executiva.



Alta Sensibilidade e Baixo Viés

Sensibilidade de 76-99% com mínima influência do nível de escolaridade ou proficiência linguística.



Agilidade na Prática Clínica

2 a 4 minutos

Aplicação completa com facilidade de treinamento.

PROTOCOLO DE ADMINISTRAÇÃO E DECISÃO CLÍNICA



1. Registro de Palavras

Registro de palavras;
Exemplos de listas validadas:
"Banana, Nascer do sol, Cadeira" ou
"Lider, Estação do ano, Mesa".



Desenho do Relógio
(11:10 ou 8:20)

2. Desenho do Relógio (TDR)

O paciente deve desenhar o relógio completo e definir os ponteiros.




3. Recordação das Palavras

Recordação das palavras previamente registradas.

ALGORITMO DE PONTUAÇÃO PARA TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA

Resultado da Recordação (Palavras)



NOTA CLÍNICA IMPORTANTE

O Mini-Cog[®] não substitui uma avaliação diagnóstica completa por um especialista.